

Wir lassen Sie nicht im Dunkeln stehen

**Blindwertfreie
GC Injection Port Septen
von MACHEREY-NAGEL**



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com






**GC-Zubehör von Macherey-Nagel –
denn Qualität entscheidet**

Neu! Erweitertes Sortiment an GC-Septen

- Einzel im Spritzgussverfahren hergestellt
- CenterGuide™ für zentrierte Nadelführung und somit perfekte Passform
- Höchste Septenqualität für minimales Bluten, selbst bei hohen Temperaturen bis 400 °C (Shimadzu Plug-Septen bis 300 °C)
- Präzisionsmulde für perfekten Sitz
- Spezielle Beschichtung für einfachen Austausch ohne Festbacken am Injektor
- Blister Verpackung à 25 Stück für saubere, sofort einsatzbereite Septen



BTO-Septen		AG3-Septen		Marathon-Septen	
für anspruchvollste GC- und GC-MS Analysen		mit verlängerter Lebensdauer		mit extrem langer Lebensdauer	
					
<ul style="list-style-type: none"> • Beste Septenqualität für extrem anspruchsvolle Analysen • Extrem blutungsarm, temperaturbeständig, mechanisch stabil • Auch bei höchsten Temperaturen kein Verlust an Elastizität 		<ul style="list-style-type: none"> • Septenqualität für alle kritischen Analysen • Langlebiger als BTO-Septen • Kombiniert Langlebigkeit und geringes Blutungsverhalten 		<ul style="list-style-type: none"> • Langlebigste Septen- auch für den Gebrauch mit Autosamplern • Bis zu 400 Injektionen pro Septum • Ideal auch für manuelle Stand-Injektionen für GC und GC-MS 	
9 mm	702646		702656		702660
11 mm	702647		702657		702661
11,5 mm	702648		702658		702662
Shimadzu	702649		702659		702663

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Muster an!

Auswahlschema für CenterGuide™ Septen

Hersteller	GC-Gerät	Durchmesser Septum	
Agilent (HP)	5850, 5880A, 5890, 6850, 6890, 7890, PTV	11 mm	
Thermo Scientific	TRACE GC Ultra und Focus GC, 8000 series	Large Volume Splitless Injector	9 mm
		Purged Packed Column Injector	11 mm
		Packed Column Injector	11 mm
PerkinElmer	TRACE 1300 Series	11 mm	
PerkinElmer	Sigma Series, 900, 990, 8000 Series, Clarus System, AutoSYS, AutoSYSXL	11 mm	
Shimadzu	Alle Modelle	Shimadzu Plug	
Tracor	540	11,5 mm	
Bruker, Varian	1177	9 mm	
	1093, 1075, 1077, SPI, 1078, 1079	11,5 mm	


Standard-Septen, Anschlüsse und weiteres Zubehör für die GC finden Sie auf www.mn-net.com/GC/



Technische Kundenberatung
Tel.: +49 24 21 969-395
E-Mail: tech-chroma@mn-net.com

Bestellungen aus Deutschland
0800 26 16 000 (gebührenfrei)
E-Mail: sales-de@mn-net.com

Bestellungen aus Österreich
Tel.: +49 24 21 969-150
E-Mail: sale-de@mn-net.com



GC



Flaschen/Verschlüsse



SPE



HPLC



Spritzenvorsatzfilter



DC

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Deutschland

Deutschland
und International:
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-Mail: info@mn-net.com

Schweiz:
MACHEREY-NAGEL AG
Tel.: +41 62 388 55 00
Fax: +41 62 388 55 05
E-Mail: sales-ch@mn-net.com

Frankreich:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +33 388 51 76 88
E-Mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
Tel.: +1 484 821 0984
Fax: +1 484 821 1272
E-Mail: sales-us@mn-net.com

